



5XSDS 蛋白上样缓冲液

货号: G2527

保存: -20℃。

产品说明:

5x SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (SDS-PAGE Sample Loading Buffer, 5X) 可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

注意事项:

SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (5X) 中含少量 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (5X) 必须完全溶解后再使用。
为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

| | |
|-----------------------|----------|
| 30%丙烯酰胺/甲叉 29:1 | 货号 A3291 |
| 10XTris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 | 货号 T7777 |
| 4 X SDS 蛋白上样缓冲液 | 货号 G2526 |
| 4 X SDS 浓缩胶缓冲液 | 货号 S4680 |
| 4 X SDS 分离胶缓冲液 | 货号 S4880 |
| 1.5M Tris-HCl (pH8.8) | 货号 T1088 |
| 1M Tris-HCl (pH6.8) | 货号 T1068 |
| 考马斯亮蓝染色套装 | 货号 G1041 |

